

Classi di compressione RAL



CCL 1
18-21 mmHg*

- Per gambe stanche e dolenti
- Sindromi varicose moderate anche nella gravidanza
- Nel trattamento post-operatorio / post-scleroterapia
- Moderata tendenza alla formazione di edemi
- Tromboflebiti superficiali



CCL 2
23-32 mmHg*

- Coadiuvante nella prevenzione della sindrome post-trombotica
- Nel trattamento dell'insufficienza venosa cronica
- Sindromi varicose severe
- Ipotensione ortostatica
- Nel trattamento post-operatorio / post-scleroterapia
- Coadiuvante nella prevenzione di ulcere recidive

Modelli e colori



Gambaletto
punta aperta



Calza
Autoreggente
punta aperta



Monocollant
punta aperta

	Sable
Gambaletto (punta aperta)	
Autoreggente (punta aperta)	
Monocollant (punta aperta)	

	Sable
Gambaletto (punta aperta)	
Autoreggente (punta aperta)	
Monocollant (punta aperta)	

* grado di compressione media alla caviglia secondo Certificazione RAL.

Tabella delle misure

TAGLIA		XS	S	M	L	XL	XXL
PUNTO DI MISURAZIONE		I	II	III	IV	V	VI
Misure <i>c</i> Circonferenza cm	<i>cG</i> Autoreggente	43 - 48	45 - 52	49 - 56	53 - 60	56 - 64	60 - 68
	<i>cG</i> Monocollant	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
	<i>cD</i>	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
	<i>cC</i>	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
	<i>cB</i>	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
Misure <i>l</i> Altezza cm	<i>lD</i>	da 34 a 39 Modello CORTO (SHORT) - da 39 a 45 Modello LUNGO (LONG)					
	<i>lG</i>	da 60 a 69 Modello CORTO (SHORT) - da 70 a 80 Modello LUNGO (LONG)					
	<i>lK</i>	da 65 a 75 Modello CORTO (SHORT) - da 75 a 85 Modello LUNGO (LONG)					

